

## ALLEGATO B – PARAMETRI QUALITATIVI

### Lotto 1-7;105;112-114;119-120;144-145

- A. Maneggevolezza 20 punti
- B. Praticità d'uso 20 punti
- C. Capacità penetrante 20 punti
- D. Tenuta valvola 20 punti
- E. Indeformabilità 20 punti

### Lotto 9-11;137-138;164

- A. Controllo di torsione 20 punti
- B. Maneggevolezza 20 punti
- C. Scorrevolezza 20 punti
- D. Indeformabilità corpo e punta 20 punti
- E. Radiopacità 20 punti

### Lotto 12-19;132-135;139-141;162-163

- A. Trackability 20 punti
- B. Flessibilità 20 punti
- C. Gamma Misure 20 punti
- D. Visibilità 20 punti
- E. Ampiezza lume 20 punti

### Lotto 19-22;94-95;108-111

- A. Praticità d'uso 40 punti
- B. Penetrabilità 40 punti
- C. Maneggevolezza 20 punti

### Lotto 23-33; 149-150;157

- A. Maneggevolezza 20 punti
- B. Rapidità di preparazione 20 punti
- C. Facilità avanzamento nel catetere 20 punti
- D. Compatibilità con microcatere 20 punti
- E. Gamma misure 20 punti

### Lotto 34-35

- A. Maneggevolezza 20 punti
- B. Rapidità di preparazione 30 punti
- C. Facilità avanzamento nel catetere 30 punti
- D. Gamma misure e morfologia 20 punti

### Lotto 36;136;146-148

- A. Ampiezza lume 40 punti
- B. Trackability 20 punti
- C. Flessibilità 20 punti
- D. Gamma Misure 20 punti

### Lotto 37-38

- A. Rapidità di preparazione 30 punti
- B. Maneggevolezza 20 punti
- C. Flessibilità 20 punti
- D. Capacità di infusione farmaco 20 punti

### Lotto 39-40

- A. Rapidità di preparazione 30 punti
- B. Maneggevolezza 30 punti

C. Gamma misure e morfologia	20 punti
D. Capacità di cattura di placca	20 punti
Lotto 41-42	
A. Rapidità di preparazione	40 punti
B. Maneggevolezza	20 punti
C. Gamma misure e morfologia	20 punti
D. Flessibilità	20 punti
Lotto 43-57;106;142-143;160	
A. Radiopacità	20 punti
B. Rapidità gonfiaggio-sgonfiaggio	20 punti
C. Gamma misure e morfologia	20 punti
D. Flessibilità	20 punti
E. Trackability	20 punti
Lotto 58-71;121;125-126;128	
A. Radiopacità	20 punti
B. Gamma misure e morfologia	20 punti
C. Struttura dello stent	20 punti
D. Flessibilità	20 punti
E. Trackability	20 punti
Lotto 72-87;107;115	
A. Facilità di impianto	20 punti
B. Adattabilità anatomica	20 punti
C. Profilo device	20 punti
D. Flessibilità	20 punti
E. Radiopacità	20 punti
Lotto 88-93;96-98;122	
A. Qualità accessori	40 punti
B. Ingombro	20 punti
C. Praticità d'uso	20 punti
D. Resistenza	20 punti
Lotto 99	
A. Visibilità manometro	40 punti
B. Rapidità gonfiaggio-sgonfiaggio	20 punti
C. Maneggevolezza	20 punti
D. Tenuta	20 punti
Lotto 100- 104	
A. Praticità d'uso	40 punti
B. Resistenza	20 punti
C. Tenuta	40 punti
Lotto 116-118;123-124;127	
A. Praticità d'uso	30 punti
B. Penetrabilità	30 punti
C. Maneggevolezza	20 punti
D. Visibilità US-RX	20 punti

Lotto 129-131

- A. Praticità d'uso 30 punti
- B. Capacità ablazione endovascolare 30 punti
- C. Atraumaticità sistema 20 punti
- D. Visibilità US-RX 20 punti

Lotto 151-155;159;161

- A. Adattabilità anatomica 20 punti
- B. Radiopacità 20 punti
- C. Compatibilità con microcatere 20 punti
- D. Facilità avanzamento nel catetere 20 punti
- E. Gamma misure 20 punti

Lotto 156;158

- A. Capacità integrazione trombo 30 punti
- B. Radiopacità 30 punti
- C. Facilità avanzamento nel catetere 20 punti
- D. Gamma misure 20 punti

Lotto 165-168;176-185

- A. Maneggevolezza 20 punti
- B. Sutureabilità 20 punti
- C. Resistenza alle infezioni 20 punti
- D. Ampiezza e idoneità della gamma 20 punti
- E. Resistenza meccanica 20 punti

Lotto 169-175

- A. Maneggevolezza 30 punti
- B. Adattabilità anatomica 30 punti
- C. Ampiezza e idoneità della gamma 20 punti
- D. Resistenza meccanica 20 punti

Lotto 186

- A. Corrispondenza alle caratteristiche prescritte 35 punti
- B. Maneggevolezza e semplicità d'uso 10 punti
- C. Studi clinici e letteratura scientifica su riviste soggette a revisione tra pari (peer review) 25 punti







